

ESPAÑOL:


Descripción: La aguja de seguridad Unifine® es una aguja estéril de un solo uso diseñada para minimizar la exposición a la parte punzante contaminada tras su uso. Cuando se activa, la cubierta de seguridad cubre la aguja para garantizar una manipulación y desecho seguros tras su uso.

Uso previsto: La aguja de seguridad Unifine® está destinada a la inyección y succión de uso general. La aguja de seguridad está diseñada para su uso con jeringas Luer Lock y Luer Slip. Cuando el mecanismo de seguridad incorporado se activa, la aguja se cubre para proteger contra los pinchazos accidentales y la contaminación.

Instrucciones de uso:

1. Abra el blister y coloque la aguja de seguridad con un movimiento en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que está bien acoplada a la jeringa.
2. Tire hacia atrás de la cubierta de protección. Sujete la jeringa con una mano y retire el tapón de la aguja con la otra. Utilice la jeringa para administrar o succionar la medicación según el procedimiento de su centro.

- Bisel hacia arriba = cubierta de seguridad hacia arriba**
3. Active el mecanismo de seguridad inmediatamente después del uso. Coloque el pulgar o el índice sobre la cubierta de seguridad y empuje el cubierto contra la aguja hasta que escuche un clic para confirmar la activación. Compruebe visualmente que la aguja está cubierta.
Utilice la técnica de una mano y active la aguja todo lo alejada que pueda de usted y de los demás. Active la cubierta de seguridad de forma pausada pero con firmeza para garantizar la seguridad. **Técnica:** coloque el pulgar hacia arriba sobre la cubierta de seguridad. Coloque el pulgar sobre las dos protusiones de la cubierta para garantizar la posición correcta segura.
 4. Deseche la aguja de seguridad y la jeringa como una sola unidad inmediatamente después de su uso según el procedimiento de su centro.



Precaución

De un solo uso. La reutilización del producto puede provocar infecciones perjudiciales, lesiones o la muerte. No utilice el producto si el envase o el propio producto están dañados o contaminados o si se ha excedido la fecha de caducidad. Consulte las instrucciones de uso. No tire con fuerza de la cubierta de seguridad, ya que podría dañar la integridad del producto. La activación del mecanismo de seguridad puede producir unas mínimas salpicaduras del fluido que pueda quedar en la aguja tras la inyección. No las reesterilice. Tenga cuidado al activar los mecanismos de seguridad contra una superficie dura, ya que podría salpicar sangre y romper el producto. Deseche la aguja y la jeringa como una sola unidad en contenedores de riesgo biológico aprobados para su desecho. Si se produce algún incidente grave al usar este dispositivo, informe a Owen Mumford Limited y a la autoridad competente local. Siga siempre las precauciones universales.

Número de lote de producción y fecha de caducidad

Número de lote de producción y fecha de caducidad en el sello del envase. Vida útil: 5 años. Las agujas caducan el último día del mes y del año indicados.


DANSK:

Beskrivelse: Unifine® Safety Needle er en steril engangskanyle, der er designet til at minimere eksponeringen for den kontaminerede spids efter brug. Når det aktiveres, dækker sikkerhedsskjoldet nålen for at sikre sikker håndtering og bortskaffelse efter brug.

Tilsigtet anvendelse: Unifine® Safety Needle er beregnet til injektion og aspiration til generelle formål. Sikkerhedsnålen er designet til brug med både Luer lock- og Luer slip-sprøjter. Når den indbyggede sikkerhedsmekanisme aktiveres, dækkes nålen for at beskytte mod utilsigtede stikskader og kontaminering.

Bruksanvisning:

1. Åbn blisterpakningen, og sæt sikkerhedsnålen på med uret for at sikre, at den sidder godt fast på sprøjten.
2. Træk sikkerhedsskjoldet tilbage. Hold sprøjten med den ene hånd, og fjern kanylehætten med den anden hånd. Brug sprøjten til administration eller aspiration af medicin i overensstemmelse med din institutions procedure.
Skråkant op = sikkerhedsskjold op
3. Aktivér sikkerhedsmekanismen umiddelbart efter brug. Placer tomme- eller pegefingeren på sikkerhedsskjoldet, og skub skjoldet ind på nålen, indtil du hører en lyd, der bekræfter, at det er aktiveret. Kontrollér visuelt, at nålen er dækket.
Brug en enhåndsteknik, og aktiver væk fra dig selv og andre. Brug en langsom, fast aktivering af sikkerhedsskjoldet for at opnå størst mulig sikkerhed. **Teknik:** Placer tommelfingeren højt på sikkerhedsskjoldet. Placer tommelfingeren over de to riller på skjoldet for at hjælpe med at opnå den korrekte sikkerhedsposition.
4. Kassér sikkerhedsnålen og sprøjten som en enhed umiddelbart efter brug i overensstemmelse med din institutions procedure.



Forsigtig

Kun til engangsbrug. Genbrug af enheden kan forårsage skadelige infektioner, skade eller død. Må ikke anvendes, hvis emballagen eller produktet er beskadiget eller forurenset, eller hvis udløbsdatoen er overskredet. Se brugsanvisning. Undlad, at fjerne gummimanchetten eller at trække kraftigt i sikkerhedsskjoldet, da sådanne handlinger kan skade produktets integritet. Aktivering af sikkerhedsmekanismen kan forårsage minimalt sprøjt af væske, der er tilbage på nålen efter injektion. Må ikke reesteriliseres. Vær forsigtig, når du aktiverer sikkerhedsmekanismen mod en hård overflade, da det kan forårsage blodspøjt og ødelægge produktet. Bortskaf kanylen og holderen som en enhed i beholder til biologisk risikomateriale, der er godkendt til bortskaffelse af disse. Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med brug af denne enhed, skal du rapportere til det Owen Mumford Limited og din lokale kompetente myndighed. Følg altid de generelle forholdsregler.

Produktionsbatchnummer og udløbsdato

Produktionsbatchnummer og udløbsdato på emballagens forsegling. Holdbarhed: 5 år. Kanyler udløber den sidste dag i den måned og det år, der er angivet.


ITALIANO:

Descrizione: L'ago di sicurezza Unifine® è un ago sterile monouso progettato per ridurre al minimo l'esposizione all'ago contaminato dopo l'uso. All'attivazione, lo scudo di sicurezza copre l'ago per garantire una manipolazione e uno smaltimento sicuri dopo l'uso.

Uso previsto: L'ago di sicurezza Unifine® è destinato all'iniezione e all'aspirazione per scopi generici. L'ago di sicurezza è progettato per l'uso con siringhe Luer lock e Luer slip. Quando si attiva il meccanismo di sicurezza incorporato, l'ago viene coperto per proteggere dalle ferite accidentali da aghi e dalla contaminazione.

Istruzioni per l'uso:

1. Aprire il blister e applicare l'ago di sicurezza con un movimento in senso orario per assicurarsi che sia saldamente collegato alla siringa.
2. Tirare indietro lo scudo protettivo. Tenere la siringa con una mano e rimuovere il cappuccio dell'ago con l'altra mano. Utilizzare la siringa per la somministrazione o l'aspirazione dei farmaci secondo le procedure della propria struttura.
Smusso in alto = scudo di sicurezza in alto
3. Attivare il meccanismo di sicurezza subito dopo l'uso. Posizionare il pollice o l'indice sullo scudo di sicurezza e spingere lo scudo sull'ago fino a quando non si sente la conferma dell'attivazione. Controllare visivamente che l'ago sia coperto.
Utilizzare una tecnica a una mano e attivare lontano da se stessi e dagli altri. Per ottenere la massima sicurezza, attivare lo scudo di sicurezza in modo lento e deciso. **Tecnica:** posizionare il pollice in alto sullo scudo di sicurezza. Posizionare il pollice sulle due creste dello scudo per ottenere il corretto posizionamento per la sicurezza.
4. Gettare l'ago di sicurezza e la siringa come un'unica unità subito dopo l'uso, in conformità con la procedura della propria struttura.



Attenzione

Solo monouso. Il riutilizzo del dispositivo può causare infezioni gravi, lesioni o morte. Non utilizzare se la confezione o il prodotto sono stati danneggiati o contaminati o se la data di scadenza è stata superata. Vedere le istruzioni per l'uso. Non tirare con forza lo scudo di sicurezza, poiché tali azioni potrebbero compromettere l'integrità del dispositivo. L'attivazione del meccanismo di sicurezza può causare una minima fuoriuscita del liquido rimasto sull'ago dopo l'iniezione. Non sterilizzare. Smaltire l'ago e la siringa come una sola unità in contenitori per il rischio biologico approvati per lo smaltimento. Se si verifica un incidente grave durante l'uso del dispositivo, si prega di segnalarlo a Owen Mumford Limited e all'autorità competente. Seguire sempre le precauzioni universali.

Numero di lotto di produzione e data di scadenza

N. di lotto di produzione e data di scadenza sul sigillo della confezione. Durata del prodotto: 5 anni. La data di scadenza degli aghi corrisponde all'ultimo giorno del mese e dell'anno indicati.


NORSK:

Beskrivelse: Unifine®-sikkerhetsnål er en steril engangskanyle som er utformet for å minimere eksponeringen for den kontaminerte spissen etter bruk. Ved aktivering dekker sikkerhetsskjermen nålen for å sikre trygg håndtering og avhending etter bruk.

Tiltentk bruk: Unifine®-sikkerhetsnål er beregnet for generell injeksjon og aspirasjon. Sikkerhetsnålen er utformet for bruk med både Luerlås- og Luer Slip-sprøyter. Når den innebygde sikkerhetsmekanismen aktiveres, dekkes nålen til for å beskytte mot utilsiktede stikskader og kontaminering.

Bruksanvisning:

1. Åpne blisterpakningen og fest sikkerhetsnålen med klokken for å sikre at den sitter godt fast på sprøyten.
2. Trekk beskyttelsesskjermen tilbake. Hold sprøyten med én hånd og fjern kanylehetten med den andre hånden. Bruk sprøyten til administrering eller aspirasjon av medisiner i henhold til institusjonens prosedyrer.
Skråkant opp = sikkerhetsskjerm opp
3. Aktivér sikkerhetsmekanismen umiddelbart etter bruk. Plasser tommelen eller pekefingeren på sikkerhetsskjermen og skyv skjermen på nålen til det høres en aktiveringsbekräftelse høres. Kontrollér visuelt at nålen er dekket.
Bruk en enhåndsteknikk og aktiver bort fra deg selv og andre. Bruk en langsom, fast aktivering av sikkerhetsskjermen for å oppnå størst mulig sikkerhet. **Teknikk:** Plasser tommelen høyt på sikkerhetsskjermen. Plasser tommelen over de to kantene på skjermen for å oppnå riktig posisjonering for sikkerhet.
4. Kast sikkerhetsnålen og sprøyten som én enhet umiddelbart etter bruk i henhold til institusjonens prosedyrer.



Forsiktig

Kun til engangsbruk. Gjenbruk av enheten kan forårsake skadelige infeksjoner, skade eller død. Må ikke brukes hvis emballasjen eller produktet er skadet eller kontaminert, eller hvis utløpsdatoen er overskredet. Se bruksanvisning. Unngå å dra i sikkerhetsskjermen med kraft, da slike handlinger kan skade produktets integritet. Aktivering av sikkerhetsmekanismen kan føre til minimalt sprut av væske som er igjen på nålen etter injeksjonen. Ikke steriliser på nytt. Vær forsiktig når du aktiverer sikkerhetsmekanismen mot en hard overflate, da dette kan føre til blodspurt og at produktet går i stykker. Kast nålen og sprøyten som én enhet i beholder for biologisk farlig avfall som er godkjent for avhending. Hvis det oppstår en alvorlig hendelse ved bruk av denne enheten, må du rapportere dette til Owen Mumford Limited og ditt lokale relevante myndighetsorgan. Du må alltid ta universelle forholdsregler.

Produktbatchnr. og utløpsdato

Produktjonsbatchnr. og utløpsdato på pakningens forsegling. Holdbarhet: 5 år. Nåler utløper den siste dagen i måneden og året som er angitt.


NEDERLANDS:

Beschrijving: De Unifine®-veiligheidsnaald is een steriele naald voor eenmalig gebruik, ontworpen om de blootstelling aan het besmette scherpe gedeelte na gebruik te minimaliseren. Na activering dekt de veiligheidsbescherming de naald af voor een veilige hantering en verwijdering na gebruik.

Beoogd gebruik: De Unifine®-veiligheidsnaald is bedoeld voor algemene injectie en aspiratie. De veiligheidsnaald is ontworpen voor gebruik met zowel Luer-lock- als Luer-slipspuiten. Na activering van het ingebouwde veiligheidsmechanisme wordt de naald afgedekt voor bescherming tegen onbedoelde prikaccidenten en besmetting.

Gebruiksaanwijzingen:

1. Open de blisterverpakking en bevestig de veiligheidsnaald met de wijzers van de klok mee om er zeker van te zijn dat deze stevig aan de spuit vastzit.
2. Trek de veiligheidsbescherming terug. Houd de spuit met één hand vast en verwijder het naaldkapje met de andere hand. Gebruik de spuit voor het toedienen of opzuigen van medicatie volgens de procedure van uw instelling.
Schuin omhoog = veiligheidsbescherming omhoog
3. Activeer het veiligheidsmechanisme onmiddellijk na gebruik. Plaats uw duim of wijsvinger op de veiligheidsbescherming en duw de bescherming op de naald totdat er een hoorbare bevestiging is dat het geactiveerd is. Controleer visueel of de naald bedekt is.
Gebruik een techniek met één hand en activeer op afstand van uzelf en anderen. Gebruik een langzame, stevige activering van de veiligheidsbescherming om de grootste veiligheid te bereiken. **Tekniek:** plaats de duim hoog op de veiligheidsbescherming. Plaats de duim over de twee ribbels op de bescherming om een juiste veilige positie te krijgen.
4. Gooi de veiligheidsnaald en -spuit onmiddellijk na gebruik weg als één geheel volgens de procedure in uw instelling.



Let op

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van het product kan leiden tot schadelijke infecties, letsel of de dood. Niet gebruiken als de verpakking of het product beschadigd of verontreinigd is of als de vervaldatum is overschreden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen. Trek niet met kracht aan de veiligheidsbescherming, omdat dit de integriteit van het apparaat kan beschadigen. Activering van het veiligheidsmechanisme kan leiden tot minimale spatten van vloeistof die na injectie op de naald achterblijft. Niet opnieuw steriliseren. Wees voorzichtig bij het activeren van het veiligheidsmechanisme tegen een hard oppervlak, want dit kan spatten van bloed en breken van het product veroorzaken. Gooi de naald en de spuit als één geheel weg in containers voor biologisch gevaarlijk afval die goedgekeurd zijn voor de verwijdering van naalden en spuiten. Als er zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit apparaat, meld dit dan aan Owen Mumford Limited en uw lokale bevoegde autoriteit. Volg altijd de algemene geldende voorzorgsmaatregelen.

Productienummer van de partij en vervaldatum

Productienummer van de partij en vervaldatum op het zegel van de verpakking. Houdbaarheid: 5 jaar. Naalden vervallen op de laatste dag van de aangegeven maand en jaar.


SUOMI:

Kuvaus: Unifine®-turvaneula on kertakäyttöinen steriili neula, joka on suunniteltu minimoimaan altistuminen kontaminoituneelle neulalle käytön jälkeen. Kun turvamekanismi aktivoidaan, turvasuojus peittää neulan, jotta neulaa voidaan käsitellä ja hävittää turvallisesti käytön jälkeen.

Käyttötarkoitus: Unifine®-turvaneula on tarkoitettu yleiseen injektointiin ja aspirointiin. Turvaneula on suunniteltu käytettäväksi sekä Luer-lock- että Luer-slip -ruiskujen kanssa. Kun neulan sisäänrakennettu turvamekanismi aktivoituu, neula on peitetty, ja mekanismi estää vahingossa tapahtuvat neulanpistovammat ja kontaminaation.

Käyttöohjeet:

1. Avaa läpipainopakkaus ja kiinnitä turvaneula myötäpäivään suuntautuvalla liikkeellä, jotta se on tiukasti kiinni ruiskussa.
2. Vedä turvasuojus taakse. Pidä ruiskusta kiinni yhdellä kädellä ja irrota neulan korkki toisella. Käytä ruiskua lääkkeiden antoon tai aspirointiin laitoksesi menettelytapojen mukaisesti.
- Viiste ylös = turvasuojus ylhäällä**
3. Aktivoi turvamekanismi heti käytön jälkeen. Aseta peukalo tai etusormi turvasuojuksen päälle ja työnnä suojus neulan päälle, kunnes kuulet napsahduksen merkinä siitä, että se on aktivoitu. Tarkista silmämääräisesti, että neula on peitossa.
Käytä yhden käden tekniikkaa ja aktivoi mekanismi poispäin itsestäsi ja muista. Aktivoi turvasuojus hitaalla ja napakalla liikkeellä, jotta käyttö on mahdollisimman turvallista. **Tekniikka:** aseta peukalo korkealle turvasuojuksen päälle. Aseta peukalo turvasuojuksen kahden harjanteen päälle, jotta saat oikean, turvallisen otteen.
4. Hävitä turvaneula ja ruisku yhdessä välittömästi käytön jälkeen laitoksesi menettelytapojen mukaisesti.



Varoitus

Kertakäyttöinen. Laitteen käyttö uudelleen voi aiheuttaa haitallisia infektioita, vammoja tai kuoleman. Ei saa käyttää, jos pakkaus tai tuote on vahingoittunut tai saastunut tai jos viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt. Katso käyttöohjeet. Älä vedä turvasuojusta voimalla, sillä se voi vaurioittaa laitteen eheyttä. Turvamekanismin aktivointi voi aiheuttaa vähäisen määrän nesteroiskeita neulalla injektointin jälkeen. Ei saa steriloida uudelleen. Ole varovainen, kun aktivoit turvamekanismit kovaa pintaa vasten, sillä tästä voi aiheutua veriroiskeita ja laite voi rikkoutua. Hävitä neula ja ruisku yhdessä niiden hävittämiseen hyväksyttyyn tartuntavaarallisten jätteiden jätteenastiaan. Jos tämän laitteen käytössä ilmenee vakava häiriö, ilmoita asiasta Owen Mumford Limitedille ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Noudata aina yleisiä varotoimia.

Tuotantoerän numero ja viimeinen käyttöpäivä

Tuotantoerä # ja viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkauksen sinettiin. Säilyvyys: 5 vuotta. Neulojen viimeinen käyttöpäivä on ilmoitettu kuukauden viimeinen päivä ilmoitettuna vuonna.


SVENSKA:

Beskrivning: Unifine® Safety Needle är en steril engångsnål som är utformad för att minimera exponeringen för den kontaminerade spetsen efter användning. Vid aktivering täcker säkerhetsskyddet nålen för att säkerställa säker hantering och kassering efter användning.

Avsedd användning: Unifine® säkerhetsnål är avsedd för allmän injektion och aspiration. Säkerhetsnålen är avsedd för användning med både Luer lock- och Luer slip-sprutor. När den inbyggda säkerhetsmekanismen aktiveras täcks nålen för att skydda mot oavsiktliga nålstickskador och kontaminering.

Bruksanvisning:

1. Öppna blisterförpackningen och sätt fast säkerhetsnålen medurs för att säkerställa att den sitter ordentligt fast på sprutan.
2. Dra tillbaka skyddskapen. Håll sprutan med ena handen och ta bort nålskyddet med den andra handen. Använd sprutan för administrering eller aspiration av läkemedel i enlighet med klinikkens rutiner.
Avfasning uppåt = säkerhetsskydd uppåt
3. Aktivera säkerhetsmekanismen omedelbart efter användning. Placera tummen eller pekfinger på säkerhetsskyddet och tryck skyddet mot nålen tills det hörs att det har aktiverats. Kontrollera visuellt att nålen är täckt. Använd enhandsteknik och aktivera på avstånd från dig själv och andra. Använd en långsam och bestämd aktivering av skyddsskyddet för att uppnå största möjliga säkerhet. **Teknik:** Placera tummen högt upp på säkerhetsskyddet. Placera tummen över de två räfflorna på skyddet för att uppnå rätt position för säkerhet.
4. Kassera säkerhetsnålen och sprutan som en enhet omedelbart efter användning i enlighet med din kliniks rutiner.



Försiktighet

Endast för engångsbruk. Återanvändning av produkten kan orsaka skadliga infektioner, skada eller dödsfall. Använd inte om förpackningen eller produkten har skadats eller förorenats eller om utgångsdatum har överskridits. Läs bruksanvisningen. Dra inte hårt i säkerhetsskyddet, eftersom sådana åtgärder kan skada produktens integritet. Aktivering av säkerhetsmekanismen kan orsaka minimal stänk av vätska som finns kvar på nålen efter injektionen. Sterilisera inte om. Var försiktig när du aktiverar säkerhetsmekanismerna mot en hård yta, eftersom det kan orsaka blodstänk och att produkten går sönder. Kassera nålen och hållaren som en enhet i bioriskbehållare som är godkända för avfallshantering. Om någon allvarlig incident inträffar vid användning av denna produkt, rapportera det till Owen Mumford Limited och den lokala behöriga myndighet. Följ alltid allmänna försiktighetsåtgärder.

Produktionssatsnummer och utgångsdatum


Produktionssatsnummer och utgångsdatum på förpackningens försegling. Hållbarhet: 5 år. Nålar går ut den sista dagen i den angivna månaden och året.

عربي

الوصف: حقنة Unifine® Safety Needle هي حقنة معقمة للاستخدام لمرة واحدة للتقليل من التعرض للتلوث بعد الاستخدام. عند التنشيط، يغطي درع الأمان الحقنة لضمان أمان التعامل والتخلص بعد الاستخدام.

الاستخدام المزمع: يرمع استخدام Unifine® Safety Needle لأغراض الحقن والشفط العامة حقنة الأمان مصممة للاستخدام مع قفل Luer وحقق Luer الزلة. عند تنشيط آلية الأمان المدمجة، يتم تغطية الإبرة للمساعدة في الحماية ضد إصابات الوخز بالإبرة العرضية والتلوث.

- تعليمات الاستخدام**
1. افتح عبوة الأمبول وأرفق إبرة الأمان في اتجاه عقارب الساعة لضمان تثبيتها بإحكام في الحقنة.
 2. اسحب الدرع الحامي. أمسك بالحقنة بيد واحدة وانزع غطاء الإبرة باليد الأخرى. استخدم الحقنة لحقن الدواء أو شفطه وفقاً لإجراءات منشأتك.
 - الحاقنة المائلة للأعلى = درع الأمان للأعلى**
 3. نشط آلية الأمان مباشرة بعد الاستخدام. ضع إصبعك الإبهام أو السبابة على درع الأمان واضغط الدرع على الإبرة حتى تسمع صوت تأكيد مسموع أن التنشيط قد تم. تفقد بالنظر من أن الإبرة مغطاة.
استخدام أسلوب إيد الواحدة وقر بالتنشيط بعيداً عنك أن والآخرين. استخدم تنشيطاً بطيئاً وثابتاً لدرع الأمان لتحقيق أعلى درجات الأمان.
 - أسلوب:** ضع إصبع الإبهام على مكان مرتفع من درع الأمان. ضع إصبع الإبهام على حافتي الدرع للمساعدة في تنشيط الموقع الصحيح للأمان.
 4. تجاهل إبرة الأمان والحقنة كوحدة واحدة مباشرة بعد الاستخدام وفقاً لإجراءات منشأتك.



تحذير

استخدام لمرة واحدة فقط. قد تؤدي إعادة استخدام الجهاز إلى حدوث التهابات صارة، أو إصابات، أو الوفاة. لا تستخدم الجهاز إذا كانت العبوة أو المنتج به ضرر أو ملوثاً أو تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية. راجع تعليمات الاستخدام. امتنع عن سحب درع الأمان بقوة، فمثل هذه الأعمال قد تضر بسلامة الجهاز. قد يؤدي تنشيط آلية الأمان إلى تقليل كفاءة حادراً عند تنشيط آليات الأمان على سطح صلب، حيث قد يؤدي هذا إلى تناثر الدماء وكسر المنتج. تخلص من الإبرة والحقنة كوحدة واحدة في حاويات بيولوجية معتمدة للتخلص منها في حالة وقوع أي حادث خطير عند استخدام هذا الجهاز، يُرجى إبلاغ Owen Mumford Limited والسلطة المعنية المحلية. اتبع دائماً الاحتياطات العامة.

رقم دفعة الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية

رقم دفعة الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية موجودان على ختم العبوة. العمر الافتراضي: 5 أعوام. تنتهي صلاحية الإبرة في اليوم الأخير من الشهر والعام المذكورين.