

ITALIANO:


Descrizione del prodotto: Il set per il prelievo di sangue Unistix® ShieldLock è un dispositivo di sicurezza sterile, monouso, per il prelievo/iniezione di sangue in stile "farfalla". L'attivazione del meccanismo di sicurezza dopo la rimozione del sito di puntura aiuta a prevenire lesioni accidentali da aghi.

Uso previsto: Il set per il prelievo di sangue Unistix® ShieldLock è destinato all'ottenimento di campioni di sangue dai pazienti in provette per il prelievo del sangue o flaconi per emoculture. Quando viene utilizzato senza l'adattatore maschio, il campione di sangue può essere ottenuto attraverso una siringa una volta collegato al Luer femmina. Il dispositivo può essere utilizzato per l'iniezione a breve termine di liquidi per endovenosa. Il il dispositivo è destinato all'uso da parte di operatori sanitari adeguatamente formati.

Per prelievo ematico con l'utilizzo di provette sottovuoto


- Nota: Utilizzare il supporto Unistix® per il servizio di sangue**
- Quando si usa il set per prelievo ematico Unistix ShieldLock senza adattatore Luer, rimuovere il tappo Luer e collegare l'adattatore Luer e la camicia portaprovette al dispositivo.
 - Quando si usa il set per prelievo ematico Unistix ShieldLock con adattatore Luer, rimuovere la guaina dell'adattatore Luer e la camicia portaprovette collegata.

1. Ruotare il recordo conico dell'adattatore Luer in senso orario per assicurarsi che quest'ultimo sia saldamente inserito.
2. Rimuovere la guaina dell'ago.
3. Eseguire la venipuntura tenendo le ali. Un ritorno di sangue indica una venipuntura effettuata con successo.
4. Raccolgere il campione di sangue utilizzando la provetta secondo la procedura della struttura sanitaria. Tenere la provetta in posizione fino a quando il sangue non smette di fluire.
5. Al termine del prelievo, rimuovere delicatamente l'ago dalla vena. Coprire il sito dell'iniezione con una garza sterile e applicare una pressione.
6. **Attivazione del meccanismo di sicurezza con la procedura a una mano:** tenere l'estremità dello scudo di sicurezza con il pollice e l'indice e usare le dita restanti per tenere il tubo saldamente nel palmo delle mani. Spingere lo scudo di sicurezza verso l'ago fino a quando non si sente uno scatto.
7. **Per attivare il meccanismo di sicurezza, utilizzare la procedura a due mani:** tenere l'estremità dello scudo di sicurezza con il pollice e l'indice di una mano, con il pollice e l'indice di un'altra mano, con l'altra mano tirare il tubo all'indietro fino a quando non si sente uno scatto udibile.
8. Smaltire tutti i materiali utilizzati secondo la normativa della struttura sanitaria.




Per prelievo ematico con una siringa

1. Rimuovere l'adattatore Luer e collegare la siringa Luer lock o Luer slip al connettore Luer femmina e stringere.
2. Rimuovere la guaina dell'ago.
3. Eseguire la venipuntura tenendo le ali. Un ritorno di sangue indica una venipuntura effettuata con successo.
4. Raccolgere il campione di sangue utilizzando una siringa secondo la procedura della struttura sanitaria.
5. Al termine del prelievo, rimuovere delicatamente l'ago dalla vena. Coprire il sito dell'iniezione con una garza sterile e applicare una pressione.
6. **Attivazione del meccanismo di sicurezza con la procedura a una mano:** tenere l'estremità dello scudo di sicurezza con il pollice e l'indice e usare le dita restanti per tenere il tubo saldamente nel palmo delle mani. Spingere lo scudo di sicurezza verso l'ago fino a quando non si sente uno scatto.
7. **Per attivare il meccanismo di sicurezza, utilizzare la procedura a due mani:** tenere l'estremità dello scudo di sicurezza con il pollice e l'indice di una mano, con il pollice e l'indice di un'altra mano, con l'altra mano tirare il tubo all'indietro fino a quando non si sente uno scatto udibile.
8. Smaltire tutti i materiali utilizzati secondo la normativa della struttura sanitaria.
9. Trasferire il campione di sangue dalla siringa utilizzando un dispositivo di trasferimento ematico.
10. Smaltire tutti i materiali utilizzati secondo la normativa della struttura sanitaria.



Per somministrazione endovenosa a breve termine (fino a 2 ore)

1. Rimuovere il cappuccio Luer.
2. Collegare il set per flebo o la siringa all'adattatore Luer femmina e rimuovere la guaina dell'ago. Preparare il set secondo la procedura della struttura sanitaria.
3. Eseguire la venipuntura tenendo le ali. Somministrare i farmaci secondo la procedura della struttura sanitaria. Assicurarsi che non vi sia aria nel sistema prima dell'iniezione. Il dispositivo deve essere sostituito secondo la procedura della struttura sanitaria e non deve essere utilizzato per più di 2 ore.
4. Al termine dell'iniezione, rimuovere delicatamente l'ago dalla vena. Coprire il sito dell'iniezione con una garza sterile e applicare una pressione.
5. **a. Attivazione del meccanismo di sicurezza con la procedura a una mano:** tenere l'estremità dello scudo di sicurezza con il pollice e l'indice e usare le dita restanti per tenere il tubo saldamente nel palmo delle mani. Spingere lo scudo di sicurezza verso l'ago fino a quando non si sente uno scatto.
6. **b. Per attivare il meccanismo di sicurezza, utilizzare la procedura a due mani:** tenere l'estremità dello scudo di sicurezza con il pollice e l'indice di una mano, con il pollice e l'indice di un'altra mano, con l'altra mano tirare il tubo all'indietro fino a quando non si sente uno scatto udibile.
7. Smaltire tutti i materiali utilizzati secondo la normativa della struttura sanitaria.



Volume di adescamento			
Calibro	Tubo (inch)	Tubo (mm)	Volume (mL)
20G			
21G			
22G	8" / 12"	200 mm / 300 mm	0,22 mL / 0,34 mL
23G			
25G			

Precauzioni generali

L'uso è riservato ai soli personale sanitario specializzato. Seguire sempre le precauzioni universali. Indossare i guanti durante la venipuntura per minimizzare il rischio di esposizione. Manipolare tutti i componenti biologici e gli oggetti taglienti per il prelievo ematico (aghi, adattatori Luer e set per il prelievo ematico) secondo la normativa della struttura sanitaria. Consultare un medico in caso di esposizione a campioni biologici (ad esempio attraverso una ferita da puntura), poiché i campioni potrebbero trasmettere epatite virale, HIV/AIDS o altre malattie infettive. Non rimuovere il manico di gomma o tirare con forza le ali, poiché tali azioni potrebbero compromettere l'integrità del prodotto. Non miscelare o trattare con forza il meccanismo di sicurezza dopo che è stato attivato. Tenere le mani dietro l'ago in ogni momento durante l'utilizzo e lo smaltimento del dispositivo. Non piegare l'ago. Non utilizzare per via sottocutanea. Non riutilizzare. Il riutilizzo del prodotto può causare infezioni gravi, lesioni o morte. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata, se l'ago è difettoso o se la protezione di sicurezza non è montata saldamente. L'uso di una siringa per il prelievo ematico può provocare un aumento dell'emolisi. Smaltire il dispositivo in contenitori per il rischio biologico approvati per lo smaltimento. Se si verifica un incidente grave con l'uso di questo dispositivo, si prega di segnalarlo a Owen Mumford Limited e alle autorità locali competenti.

Numero di lotto di produzione e data di scadenza

N. di lotto di produzione e data di scadenza sul sigillo della confezione. Durata del prodotto: 5 anni. La data di scadenza degli aghi corrisponde all'ultimo giorno del mese e dell'anno indicati.

NEEDERLANDS:


Productbeschrijving: De Unistix® ShieldLock-bloedafnamezet is een steriel, vlindevormig veiligheidsapparaat voor bloedafname/infusie voor eenmalig gebruik. De activering van het veiligheidsmechanisme na verwijdering uit de plek waar wordt geprikt, ondersteunt preventie van accidentele prik-accidenten da aghi.

Uso previsto: De Unistix® ShieldLock-bloedafnamezet is bedoeld om bloedmonsters van patiënten te verkrijgen in bloedafnamebuisjes of bloedwafelbuisjes. Bij gebruik zonder de mannelijke adapter, kunnen bloedmonsters worden verkregen via een injectiepuitspuit zodra deze is aangesloten op de vrouwelijke Luer. Het apparaat kan worden gebruikt voor kortdurende infusie van intraveneuze vloeistoffen. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door goed opgeleide zorgmedewerkers.

Voor bloedafname met gebruik van geëvacueerde bloedafnamebuisjes


- Opmerking: Gebruik de Unistix®-houder voor bloedafname**
- Bij gebruik van de Unistix ShieldLock-bloedafnamezet zonder Luer-adapter, verwijder de Luer-kap en monteer de Luer-adapter en houder op het apparaat.
 - Bij gebruik van de Unistix ShieldLock-bloedafnamezet met Luer-adapter, verwijdt u de Luer-adaptershuls en de gemonteerde houder.

1. Draai de conische fitting van de Luer-adapter rechtson om ervoor te zorgen dat de Luer-adapter stevig vastzit.
2. Verwijder de naaldhuls.
3. Voer de venapunctie uit door de vleugels vast te houden. Een bloedstorting wijst op een succesvolle venapunctie.
4. Verzamel het bloedmonster met behulp van een afnamebuisje volgens de procedure van uw instelling. Houd de buis op zijn plaats totdat het bloed niet meer stroomt.
5. Nadat de bloedafname is voltooid, verwijdt u voorzichtig de naald uit de ader. Bedek de prikplaats met een steriel gaasje en oelen druk uit.
6. **a. Activeren van het veiligheidsmechanisme met één hand:** Houd het uiteinde van het veiligheidscherm vast met uw duim en wijsvinger en gebruik de overgebleven vingers om de slang stevig in de palm van uw handen te houden. Druk de veiligheidsbescherming naar de naald toe tot u een hoorbare klik hoort.
7. **b. Activeren van het veiligheidsmechanisme met twee handen:** Houd het uiteinde van de veiligheidsbescherming met uw duim en wijsvinger in de ene hand, en trek met de andere hand de slang naar achteren tot u een hoorbare klik hoort.




Voor bloedafname met een injectiepuitspuit

1. Verwijder Luer-adapter en bevestig het Luer-lock of de Luer-slipspuit aan de vrouwelijke Luer en draai vast.
2. Verwijder de naaldhuls.
3. Voer de venapunctie uit door de vleugels vast te houden. Een bloedstorting wijst op een succesvolle venapunctie.
4. Verzamel het bloedmonster met een injectiepuitspuit volgens de procedure van uw instelling.
5. Nadat de bloedafname is voltooid, verwijdt u voorzichtig de naald uit de ader. Bedek de prikplaats met een steriel gaasje en oelen druk uit.
6. **a. Activeren van het veiligheidsmechanisme met één hand:** Houd het uiteinde van het veiligheidscherm vast met uw duim en wijsvinger en gebruik de overgebleven vingers om de slang stevig in de palm van uw handen te houden. Druk de veiligheidsbescherming naar de naald toe tot u een hoorbare klik hoort.
7. **b. Activeren van het veiligheidsmechanisme met twee handen:** Houd het uiteinde van de veiligheidsbescherming met uw duim en wijsvinger in de ene hand, en trek met de andere hand de slang naar achteren tot u een hoorbare klik hoort.
8. Breng het bloedmonster over uit de injectiepuitspuit met behulp van een bloedtransfusie-apparaat.
9. Voor alle gebruikte materialen af volgens het beleid van uw instelling.



Voor kortdurende intraveneuze toediening (tot 2 uur)

1. Verwijder de Luer-dop.
2. Bevestig de infuusset of injectiepuitspuit aan de vrouwelijke Luer-adapter en verwijder de naaldhuls. Het de eerste waaier in volgens de procedure van uw instelling.
3. Voer de venapunctie uit door de vleugels vast te houden. Dien medicatie toe volgens de procedure van uw instelling. Zorg ervoor dat er geen lucht in het systeem zit vóór de infusie. Het apparaat moet worden verwisseld volgens de procedure van uw instelling en mag niet langer dan 2 uur worden gebruikt.
4. Verwijder na het beëindigen van de infusie voorzichtig de naald uit de ader. Bedek de prikplaats met een steriel gaasje en oelen druk uit.
5. **a. Activeren van het veiligheidsmechanisme met één hand:** Houd het uiteinde van het veiligheidscherm vast met uw duim en wijsvinger en gebruik de overgebleven vingers om de slang stevig in de palm van uw handen te houden. Druk de veiligheidsbescherming naar de naald toe tot u een hoorbare klik hoort.
6. **b. Activeren van het veiligheidsmechanisme met twee handen:** Houd het uiteinde van de veiligheidsbescherming met uw duim en wijsvinger in de ene hand, en trek met de andere hand de slang naar achteren tot u een hoorbare klik hoort.



Aanzuigvolume			
Maat	Slang (inch)	Slang (mm)	Volume (mL)
20G			
21G			
22G	8" / 12"	200 mm / 300 mm	0,22 mL / 0,34 mL
23G			
25G			

Algemene voorzorgsmaatregelen

Uitgevoerd door goed opgeleide gezondheidswerkers. Volg altijd de universele voorzorgsmaatregelen. Tijdens de venapunctie moeten handschoenen worden gebruikt om het biobesmettingsrisico te minimaliseren. Behandel alle biologische monsters en "scherpe voorwerpen" voor bloedafname (naalden, Luer-adapters en bloedafnamebuisjes) volgens het beleid van uw instelling. Zorg voor de nodige medische verzorging in geval van blootstelling aan biologische monsters (bv. door prikken), aangezien monsters virale hepatitis, hiv/aids of andere infectieziekten kunnen overdragen. Verwijder de rubberen hoes niet en trek niet met kracht aan de vleugels, want dat kan de integriteit van het product aantasten. Laat het veiligheidsmechanisme niet met kracht los en stel het niet opnieuw in werking nadat het is geactiveerd. Houd de hand steeds achter de naald tijdens het gebruik en het wegwerpen van het apparaat. Bepaal de naald niet. Niet subcutaan toedienen. Niet hergebruiken. Gebruik van het product kan leiden tot schadelijke infecties, letsel of de dood. Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is, de naald defect is of de beschermkap niet stevig gemonteerd is. Het gebruik van een injectiepuitspuit om bloed af te nemen kan leiden tot verhoogde hemolyse. Dool het apparaat weg in containers voor biologisch gevaarlijk afval die voor de verwijdering ervan zijn goedgekeurd. Indien zich een ernstig incident voordoet bij het gebruik van dit apparaat, meld dit dan aan Owen Mumford Limited en uw lokale bevoegde autoriteit.

Productienummer van de partij en vervaldatum

Productienummer van de partij en vervaldatum op het zegel van de verpakking. Houdduurzaam: 5 jaar. Naalden vervallen op de laatste dag van de aangegeven maand en jaar.

SVENSKA:

Produktbeskrivning: Unistix® ShieldLock-setet för blodprovstagning är ett sterilt, ensmålsändat säkerhetsanordning för blodprovstagning/infusion i butterfly-stil för engångsbruk. Aktiveringen av säkerhetsmekanismen efter avlägsnande från stickstället hjälper till att förebygga oavsiktliga skador från nålsstick.


Avsedd användning: Unistix® ShieldLock-satsen för blodprovstagning är avsedd för att ta blodprover från patienter i blodprovslängor eller blodkrynklingsskär. När den används utan handspaten kan blodprov tas med en spruta när du ansluter den till hultorkontakten. Apparatens kan användas för kortvarig infusjon av intravenösa vätskor. Enheten är avsedd att användas av lämpligt utbildad sjukvårdspersonal.

För blodprovstagning med tömda blodprovstagningsrör

Obs! Användning av Unistix®-hållaren för blodprovstagning


- Vid användning av Unistix ShieldLock blodprovstagningsset utan Luer-adapter, ta bort Luer-locket och monter Luer-adaptern och hållaren på enheten.
- Vid användning av Unistix ShieldLock blodprovstagningsset med Luer-adapter, ska Luer-adapterhöljet och den vdfästa hållaren tas bort.

1. Vid den koniska kopplingen på Luer-adaptern medurs, för att säkert ställa all Luer-adaptern sitter stadigt.
2. Ta bort nålskyddet.
3. Utför venpunktion genom att hålla i vingarna. En blodström anger en framgångsrik venpunktion.
4. Ta blodprov med hjälp av provtagningsrör i enlighet med sjukhusets rutiner. Håll röret på plats tills blodet slutar rinna.
5. Efter avslutad blodinsamling, ta försiktigt bort nålen från venen. Täck punktionsstället med en sterilt kompress och applicera tryck.
6. **a. Aktivering av säkerhetsmekanismen med en hand:** Håll fast säkerhetsskärmens ände med tummen och pekfingret och använd de övriga fingrarna för att hålla slangen stadigt i handleden. Tryck säkerhetsskärm mot nålen tills ett hörbart klick hörs.
7. **b. Aktivering av säkerhetsmekanismen med två händer:** Håll säkerhetsskärmens ände med tummen och pekfingret i den ena handen och använd den andra handen för att dra slangen bakåt tills ett hörbart klick hörs.
8. Kassa alla använda material enligt sjukhusets rutiner.




För blodprovstagning med hjälp av en spruta

1. Ta bort Luer-adaptern och sätt fast Luer-lås eller "Luer slip"-sprutan på hanluerkontakten och dra åt.
2. Ta bort nålskyddet.
3. Utför venpunktion genom att hålla i vingarna. En blodström anger en framgångsrik venpunktion.
4. Ta blodprov med hjälp av en spruta i enlighet med sjukhusets rutiner.
5. Efter avslutad blodinsamling, ta försiktigt bort nålen från venen. Täck punktionsstället med en sterilt kompress och applicera tryck.
6. **a. Aktivering av säkerhetsmekanismen med en hand:** Håll fast säkerhetsskärmens ände med tummen och pekfingret och använd de övriga fingrarna för att hålla slangen stadigt i handleden. Tryck säkerhetsskärm mot nålen tills ett hörbart klick hörs.
7. **b. Aktivering av säkerhetsmekanismen med två händer:** Håll säkerhetsskärmens ände med tummen och pekfingret i den ena handen och använd den andra handen för att dra slangen bakåt tills ett hörbart klick hörs.
8. Kassa alla använda material enligt sjukhusets rutiner.
9. Överför blodprovet från sprutan med hjälp av en blodöverföringsenhet.
10. Kassa alla använda material enligt sjukhusets rutiner.



För kortvarig, intravenös administrering (upp till 2 timmar)

1. Avlägsnning av Luer-lock.
2. Fäst IV-sett eller sprutan på hun-Luer-adaptern och ta bort nålskyddet. Fyll settet i enlighet med sjukhusets rutiner.
3. Utför venpunktion genom att hålla i vingarna. Administrera läkemedel i enlighet med sjukhusets rutiner. Se till att det inte finns någon luft i systemet före infusion. Enheten bör bytas i enlighet med sjukhusets rutiner, och bör inte användas längre än 2 timmar.
4. Efter avslutad infusjon, ta försiktigt bort nålen från venen. Täck punktionsstället med en sterilt kompress och applicera tryck.
5. **a. Aktivering av säkerhetsmekanismen med en hand:** Håll fast säkerhetsskärmens ände med tummen och pekfingret och använd de övriga fingrarna för att hålla slangen stadigt i handleden. Tryck säkerhetsskärm mot nålen tills ett hörbart klick hörs.
6. **b. Aktivering av säkerhetsmekanismen med två händer:** Håll säkerhetsskärmens ände med tummen och pekfingret i den ena handen och använd den andra handen för att dra slangen bakåt tills ett hörbart klick hörs.
7. Kassa alla använda material enligt sjukhusets rutiner.



Fyllningsvolym			
Måttare	Slang (tum)	Slang (mm)	Volym (mL)
20G			
21G			
22G	8 tum / 12 tum	200 mm / 300 mm	0,22 mL / 0,34 mL
23G			
25G			

Allmänna försiktighetsåtgärder

Hånterars av lämpligt utbildad sjukvårdspersonal. Följ alltid allmänna försiktighetsåtgärder. Handskar bör bäras under hela venpunktionen för att minimera exponeringsrisken. Hantera alla biologiska prover och "skarpa" för blodprovstagning (nålar, Luer-adapter och blodprovstagningsrör) i enlighet med sjukhusets rutiner. Skaffa lämplig läkavård i händelse av exponering för biologiska prover (t.ex. genom en punktionskada), eftersom prover kan överföra virushepatit, HIV/AIDS eller andra infektionssjukdomar. Ta inte bort gummiylsen och dra inte hårt i vingarna, eftersom sådana åtgärder kan skada produktens integritet. Figrör inte med kraft och återaktivera inte säkerhetsmekanismen efter att den har aktiverats. Håll alltid händerna bakom nålen under användning och kassering av enheten. Bli inte nålen. Använd inte subkutan. Får ej återanvändas. Återanvändning av produkten kan orsaka skadliga infektioner, skador eller dödsfall. Får ej användas om förpackningen är öppen eller skadad, nålen är defekt eller säkerhetskyddet inte är ordentligt monterat. Användning av en spruta för att samla upp blod kan leda till ökad hemolys. Kassera enheten i biotätsäck eller i ett godkänt för avfallsanläggning. Om en allvarig händelse inträffar i samband med användningen av denna anordning, vänligen rapportera till Owen Mumford Limited och den lokala behöriga myndighet.

Produktionsnummer och utgångsdatum

Produktionsnummer och utgångsdatum på förpackningens förseglning. Hållbarhet: 5 år. Nålar går ut den sista dagen i den angivna månaden och året.

DANSK:

Produktbeskrivelse: Unistix® ShieldLock-sættet til blodprøvetagning er en sterilt, engangsbrugs sikkerhedsanordning til blodprøvetagning/infusion i butterfly-stil til engangsbrug. Aktivering af sikkerhedsmekanismen efter fjernelse fra punkturstedet hjælper med at forebygge utilsigtede nålelæsninger.


Tilsløst brug: Blodprøvetagningssættet Unistix® ShieldLock er beregnet til at tage blodprøver fra patienterne i blodprøvelængder eller blodkrynklingsskær. Når det anvendes uden den manlige adapter, kan blodprøven udtages ved at sprøjte, når den er tilsluttet til hun-Lueren. Enheden kan bruges til kortvarig infusion af intravenøse væsker. Enheden er beregnet til at blive brugt af sundhedsfagligt uddannet personale.

Til blodprøvetagning med hjælp af tomte blodprøvetagningsrør

Bemærk: Brug Unistix®-holderen til blodprøvetagning


- Når du bruger Unistix ShieldLock blodprøvetagningsset uden Luer-adapter, skal du fjerne Luer-adapteren og holder på enhed.
- Når du bruger Unistix ShieldLock blodprøvetagningsset med Luer-adapter, skal du fjerne Luer-adapterskeden og den fastgjorte holder.

1. Drej Lueradapterens koniske fitting i urets retning for at sikre, at Lueradapteren sidder stift godt fast.
2. Fjern kanyleskede.
3. Udfør venepunktur ved at holde vingerne. Et blodtilbagestrømning signaliserer at venepunkturen lykkedes.
4. Indsaml blodprøve med hjælp af opsamlingsrør i overensstemmelse med din institutions procedure. Hold røret på plads, indtil blodet stopper med at flyde.
5. Når blodprøvetagningen er afsluttet, skal du forsigtigt fjerne nålen fra venen. Dæk punkturstedet med sterilt gaze og anlæg tryk.
6. **a. Aktivering af sikkerhedsmekanismen ved hjælp af enhåndsproceduren:** Hold enden af sikkerhedsskjoldet med tommelfingeren og pegefingren, og brug de resterende fingre for at holde slangen sikkert i håndfladen. Skub sikkerhedsskjoldet mod nålen, indtil der høres et hørbart klik.
7. **b. Aktiver sikkerhedsmekanismen ved at bruge tohåndsproceduren:** Hold enden af sikkerhedsskjoldet med tommelfingeren og pegefingren i den ene hånd, mens du den anden hånd trækker slangen bagud, indtil der høres et hørbart klik.
8. Bortskaf alle anvendte materialer i overensstemmelse med institutions politik.





Til blodprøvetagning med hjælp af en sprøjte

1. Fjern Luer-adapteren, og sæt Luer-lås eller Luer-slip-sprøjen på hun-Lueren, og stram til.
2. Fjern kanyleskede.
3. Udfør venepunktur ved at holde vingerne. Et blodtilbagestrømning signaliserer at venepunkturen lykkedes.
4. Indsaml blodprøve med hjælp af en sprøjte i overensstemmelse med din institutions procedure.
5. Efter avslutet blodindsamling, tag forsigtigt bort nålen fra venen. Dæk punkturstedet med sterilt gaze og anlæg tryk.
6. **a. Aktivering af sikkerhedsmekanismen ved hjælp af enhåndsproceduren:** Hold enden af sikkerhedsskjoldet med tommelfingeren og pegefingren, og brug de resterende fingre for at holde slangen sikkert i håndfladen. Skub sikkerhedsskjoldet mod nålen, indtil der høres et hørbart klik.
7. **b. Aktiver sikkerhedsmekanismen ved at bruge tohåndsproceduren:** Hold enden af sikkerhedsskjoldet med tommelfingeren og pegefingren i den ene hånd, mens du den anden hånd trækker slangen bagud, indtil der høres et hørbart klik.
8. Bortskaf alle anvendte materialer i overensstemmelse med institutions politik.



Til kortvarig IV-administrering (Op til 2 timer)

1. Fjern Luer-hetten.
2. Sæt IV-sættet eller sprøjten på hun-Luer-adapteren, og fjern kanyleskeden. Klargør sæt i overensstemmelse med din institutions procedure.
3. Udfør venepunktur ved at holde vingerne. Indgiv medicin i overensstemmelse med din institutions procedure. Sørg for, at der ikke er luft i systemet før infusion. Enheden skal udskiftes i overensstemmelse med din institutions procedure og bør ikke bruges længere end 2 timer.
4. Når infusionen er afsluttet, skal du forsigtigt fjerne kanylen fra venen. Dæk punkturstedet med sterilt gaze og anlæg tryk.
5. **a. Aktivering af sikkerhedsmekanismen ved hjælp af enhåndsproceduren:** Hold enden af sikkerhedsskjoldet med tommelfingeren og pegefingren, og brug de resterende fingre for at holde slangen sikkert i håndfladen. Skub sikkerhedsskjoldet mod nålen, indtil der høres et hørbart klik.
6. **b. Aktiver sikkerhedsmekanismen ved at bruge tohåndsproceduren:** Hold enden af sikkerhedsskjoldet med tommelfingeren og pegefingren i den ene hånd, mens du den anden hånd trækker slangen bagud, indtil der høres et hørbart klik.
7. Bortskaf alle anvendte materialer i overensstemmelse med institutions politik.



Klargøringsvolumen			
Måler	Slang (tommer)	Slang (mm)	Volumen (mL)
20G			
21G			
22G	8" / 12"	200 mm / 300 mm	0,22 mL / 0,34 mL
23G			
25G			

Generelle forholdsregler

Håndterars af behørigt kvalificeret sundhedspersonale. Følg altid de generelle forholdsregler. Handskar bør bruges under hele venepunkturen for at minimere risikoen for eksponering. Håndter alle biologiske prøver og «skarpe» blodprøvetagning (nåler, Luer-adaptere og blodprøvetagning) i overensstemmelse med din institutions politik. Få passende lægehjælp i tilfælde af eksponering for biologiske prøver (f.eks. gennem en punktionskade), da prøverne kan overføre virushepatitis, HIV/AIDS eller andre smitsomme sygdomme. Undgå at fjerne gummiylsen eller dra i vingene med kraft, da disse handlinger kan skade produktets integritet. Sikkerhedsmekanismen må ikke udløses eller genaktiveres med magt, efter at den er blevet aktiveret. Hold hænderne bag kanylen hele tiden under brug og bortskaffelse af enheden. Du må ikke bøjre nålen. Må ikke anvendes subkutan. Må ikke genbruges. Genbrug af produktet kan forårsage skadelige infektioner, skade eller død. Skal ikke bruges hvis emballagen er åbnet eller skadet, nålelæsninger er defekt eller sikkerhedsdækslet ikke er godt monteret. Brug af en sprøjte til at trække blod kan føre til økt hemolyse. Kassér enheden i beholder for biologisk farligt affald som er godkendt for afhænding. Hvis det opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af denne enhed, må det rapporteres til Owen Mumford Limited og de lokale tilgængelige myndigheder.

Produktionsbatchnummer og udløbsdato

Produktionsbatchnummer og udløbsdato på emballagens forsegling. Holdbarhed: 5 år. Produkter udløber den sidste dag i den måned og det år, der er angivet.

NORSK:

Produktbeskrivelse: Blodprøvetagingssettet Unistix® ShieldLock er et sterilt blodprøvetagingssett av «enmalig bruk», til engangsbruk. Sikkerhetsmekanismen aktiveres etter fjerning fra stikkestedet og bidrar til å forebygge med skader fra utilsiktede nålelæsninger.

Tilsluttet bruk: Blodprøvetagingssettet Unistix® ShieldLock er beregnet for å ta blodprøver fra pasienter i blodprøvelengder eller blodkrynklingsskær. Når det brukes uten håndadapteren, kan blodprøven tas gjennom en sprøyte når den er koblet til Luer-hunkoblingen. Enheten kan brukes til kortvarig, intravenøs infusjon av væsker. Enheten skal brukes av helsepersonell som har fått tilstrekkelig opplæring.

Før blodprøvetaking ved bruk av evakuerte blodprøvetakingsrør

Merk: Bruk Unistix®-holderen til blodprøvetaking

- Når du bruker Unistix ShieldLock blodprøvetaset uten Luer-adapter, fjern Luer-hetten og monter Luer-adapteren og holderen til enheten.
- Når du bruker Unistix ShieldLock Blodprøvetaset med Luer-adapter, fjern Luer-adapterhylsen og festet holder.

1. Vri den koniske koblingen til Luer-adapteren med